

YOU TECARX

TWOJA W PEŁNI SPERSONALIZOWANA TERAPIA TECAR

www.youtecarx.com



WYBIERZ IDEALNĄ KONFIGURACJĘ DOPASOWANĄ DO POTRZEB TWOICH PACJENTÓW

CZYM JEST TERAPIA TECAR? JAKIE KORZYŚCI OFERUJE?

DIATERMIA KONTAKTOWA – bardziej znana jako TERAPIA TECAR – to metoda fizykoterapeutyczna, która polega na wprowadzeniu do tkanek fali radiowej o częstotliwości od 300 kHz do 1 MHz, bez wywoływania skurczu mięśni.

Ułożenie elektrod na ciele określa ścieżkę przepływu, zapewniając głęboką, ukierunkowaną i wygodną aplikację, która jest także łatwa do wykonania i kontrolowania.

Pod wpływem ciepła naczynia rozszerzają się, co poprawia wymianę substancji – pobudza drenaż w obszarze objętym stanem zapalnym i zwiększa napływ komórek naprawczych.

Terapia tecar opiera się na zastosowaniu medycznego urządzenia elektronicznego, które wykorzystuje prąd o wysokiej częstotliwości, aby wywołać **CHEMICZNY | CIEPLNY | MECHANICZNY** efekt biostymulacji tkanek z różną opornością.

Fizjoterapia, rehabilitacja i leczenie bólu to obszary, w których dobroczynne efekty terapii tecar są najczęściej wykorzystywane.

Urządzenie do terapii Tecar powinno znajdować się w podstawowym wyposażeniu nowoczesnego gabinetu.

**LICZBA URZĄDZEŃ YouTecarX NA CAŁYM ŚWIECIE
STALE ROŚNIE!**

W JAKIM OBSZARZE PRACUJESZ?

- Rehabilitacja sportowa
- Rehabilitacja funkcjonalna
- Fizjoestetyka
- Rehabilitacja uroginekologiczna
- Rehabilitacja schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego
 - przewlekłe i ostre
 - pourazowe
 - pooperacyjne

JAKIE METODY ŁĄCZYSZ?

- Terapia powięziowa
- Terapia manualna
- Ćwiczenia lecznicze (kinezyterapia)
- Osteopatia



KONFIGURACJA KROK PO KROKU

STWÓRZ SVOJE URZĄDZENIE DO TERAPII TECAR

KONFIGURACJA PODSTAWOWA:

Moc: 150 W

Częstotliwość: 500 KHz

Gniazdo: Jednobiegunowe

Emisja: Ciągła

ZAWIERA:

- 1 kabel zasilający
- 1 kabel do aplikacji jednobiegunowych
- 1 rękojeść jednobiegunowa
- 1 stalowa elektroda neutralna
- 1 elektroda oporowa Ø 61 mm
- 1 elektroda pojemnościowa Ø 61 mm
- Kabel z zaciskiem do jednorazowej elektrody neutralnej
- Jednorazowa samoprzylepna elektroda żelowa (5 szt.)



MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

MOC

- 200 Watt
- 250 Watt

CZĘSTOTLIWOŚĆ

- Pakiet podstawowy
- Pakiet rozszerzony

ATERMIA

- Delikatna atermia
- HEA (atermia wysokoenergetyczna)
- Pakiet (Delikatna + HEA)

DODATKOWE GNIAZDO AUX

PRAKTYCZNE AKCESORIA

- Transport
- Materiały eksploatacyjne

KOLORY

- Biały
- Niebieski
- Srebrny
- Żółty
- Czerwony

TRYB DŻULI "JOULE"

Oprogramowanie
+
Sprzęt

ELEKTRODY

- Dwubiegunowe
- Aplikacje automatyczne
- Neutro Dinamico®
- "Octopus"
- Uroginekologia
- Medycyna estetyczna
- Punky spustowe i powięź

CENA?

TY DECYDUJESZ!



KONFIGURACJA PODSTAWOWA

SPERSONALIZOWANA

NAJWYŻSZY MODEL

PLN

PLN

PLN

PLN

RDZEŃ & SYSTEM

Wybierz moc, częstotliwość i rodzaj emisji.



WYBIERZ MOC

150 W (w zestawie podstawowym)

200 W

250 W



WYBIERZ CZĘSTOTLIWOŚĆ

500 KHZ (w zestawie podstawowym)

STANDARDOWY PAKIET 3 CZĘSTOTLIWOŚCI (500 KHz / 750 KHz / 1 MHz)

PAKIET ROZSZERZONY (500 KHz + do wyboru trzy częstotliwości od 300 kHz do 1 MHz)



WYBIERZ RODZAJ EMISJI

CIĄGŁA (w zestawie podstawowym)

DELIKATNA ATERMIA (SENSITIVE)

HEA – ATERMIA WYSOKOENERGETYCZNA

PAKIET ATERMIA (SENSITIVE + HEA)



YOUJECAR

STRONA 5




GNIAZDO AUX

Otwiera drzwi do nowych możliwości terapeutycznych.

ZWIĘKSZ MOC YOUTECARX!




Wielozadaniowe gniazdo AUX otwiera drzwi do najwyższych poziomów wydajności dzięki użyciu specjalnych akcesoriów i systemów aplikacji.

TRYB DŻULI (JOULE) to innowacyjna metoda pracy, która obejmuje dedykowany system sprzętowy i oprogramowanie.



AKCESORIA

Aplikatory zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom
specyficznych obszarów terapii.



JEDNOBIEGUNOWE

Skompletuj swój zestaw akcesoriów do tradycyjnego, jednobiegunowego trybu aplikacji (aktywna elektroda + płytki neutralna).



APLIKACJE AUTOMATYCZNE


Bez udziału terapeuty.

Pozwalają na zastosowanie terapii
tecar podczas ćwiczeń.



NEUTRO DINAMICO®

Dynamiczne aplikacje z akcesoriami Neutro Dinamico®:
z użyciem dwóch aktywnych rękojeści, bez płytki neutralnej.



DWUBIEGUNOWE

Pracuj bez płytki neutralnej dzięki dwubiegunowym akcesoriom.



UROGINEKOLOGIA

Rehabilitacja dna miednicy.




PUNKTY SPUSTOWE & POWIĘŻ



MEDYCYNĄ ESTETYCZNĄ

Akcesoria fizjoestetyczne.



ZESTAW "OCTOPUS CONTOUR"

Ekstremalna swoboda przy każdym rodzaju terapii.



YOUJECAR

STRONA 15



PRAKTYCZNE AKCESORIA



PO WIĘCEJ INFORMACJI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTAMI

OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR:

STREFA REGENERACJI S.C.

ul. T. Boya-Żeleńskiego 25,
35-105 Rzeszów

+48 17 855 46 48

info@strefaregeneracji.pl

www.strefaregeneracji.pl

PRODUCENT:

Youmed

s.r.l - Via Enrico Pallini, 9 - Roma (Italy)