

RecoveryAir 3.0



Rewolucja w kompresji pneumatycznej

Theragun, Inc. © Copyright. All Rights Reserved.

	Prime	JetBoots	PRO
Krótki opis	 Zaawansowany i prosty w obsłudze system do kompresji pneumatycznej. Pozwala w szybki i naturalny sposób zadbać o odnowę biologiczną i ogólną regenerację. Poprawia kondycję i wygląd nóg.	 Innowacyjne, bezprzewodowe buty do kompresji pneumatycznej i masażu limfatycznego z wbudowanym kompresorem. Mobilne i poręczne dzięki czemu można je stosować w dowolnym miejscu. Pozwala w szybki i naturalny sposób zadbać o odnowę biologiczną i ogólną regenerację. Poprawia kondycję i wygląd nóg.	 Najbardziej zaawansowany i w pełni konfigurowalny system do kompresji pneumatycznej. Zapewnia pełną kontrolę nad parametrami zabiegu i oferuje szerokie możliwości terapeutyczne. Pozwala w szybki i naturalny sposób zadbać o odnowę biologiczną i ogólną regenerację. Poprawia kondycję i wygląd nóg.
Przeznaczenie systemu	Polecany do samodzielnego masażu nóg w domu lub podróży, zarówno dla sportowców, jak i do użytku prywatnego.	Polecany do samodzielnego masażu nóg w domu lub podróży, zarówno dla sportowców, jak i do użytku prywatnego.	Dedykowany do użytku profesjonalnego – dla sportowców i klubów sportowych, gabinetów i klinik fizjoterapii oraz medycyny estetycznej. Polecany także do samodzielnego masażu nóg w domu lub w podróży, zarówno dla sportowców, jak i do użytku prywatnego.
Poziom ciśnienia	• W zakresie 20-100 mmHg, • Regulowany poprzez: • jednostkę sterującą co 10 mmHg • aplikację co 5 mmHg	• W zakresie 20-100 mmHg, • Regulowany poprzez: • panel na mankiecie – 4 poziomy regulacji: 25, 50, 75 i 100 mmHg • aplikację co 5 mmHg	• W zakresie 20-100 mmHg, • Regulowany co 5 mmHg – poprzez jednostkę sterującą lub aplikację.
Czas zabiegu	Do wyboru: 20, 40, 60 minut i tryb ciągły	Do wyboru: 20, 40, 60 minut i tryb ciągły	Regulowany w zakresie 10-90 minut (co 5 min.) lub tryb ciągły
Regulacja czasu zatrzymania powietrza w mankiecie	W zakresie 10-60 sekund (w aplikacji)	W zakresie 1-10 sekund (w aplikacji)	W zakresie 1-10 sekund
Regulacja czasu przerwy (uwolnienia ucisku)	W zakresie 10-60 sekund (w aplikacji)	W zakresie 10-60 sekund (w aplikacji)	W zakresie 10-60 sekund
Technologia TruGrade™ (ujemny gradient ciśnienia)	Tak	Tak	Tak
Technologia FastFlush™ (szybkie cykle)	Tak	Tak	Tak
Czas trwania jednego cyklu napełnienia i opróżnienia	60 sekund	60 sekund	60 sekund
Monitorowanie przebiegu zabiegu	Tak	Tak	Tak
Łączność Bluetooth i sterowanie przez aplikację	Tak	Tak	Tak

Prime	JetBoots	PRO
		
2	2	4 (Warm up, Recovery, Isolation, Interval)
Nie	Nie	Tak (4- Sequential, Wave, Isolation, Flow)
Nie	Nie	Tak – pozwala na indywidualny dobór wszystkich parametrów i schematu cyklu
Podstawowe (Basic)	Podstawowe (Basic)	Podstawowe (Basic) i PRO (indywidualne programy)
• Jednostka sterująca RecoveryAir Prime • Para mankietów na kończyny dolne • Zatyczka blokująca • Zasilacz do prądu stałego • Etui ochronne na urządzenie	• Para mankietów do kompresji pneumatycznej – każdy z wbudowanym kompresorem i panelem sterującym LCD • Ładowarka 36 W • Konektor do ładowania baterii obu mankietów jednocześnie • Etui ochronne	• Jednostka sterująca RecoveryAir PRO • Para mankietów na kończyny dolne • Zatyczka blokująca • Zasilacz do prądu stałego • Etui ochronne na urządzenie • Etui ochronne na mankiety
S, M, L	S, M, L	S, M, L

Rozmiar mankietów	Wzrost	Długość kończyny dolnej	Maksymalny obwód uda
S	152 – 169 cm	70 – 85 cm	70 cm
M	170 – 183 cm	80 – 95 cm	80 cm
L	183 – 198 cm	90 – 105 cm	81 cm

Mankiety na kończyny górne (RecoveryAir Compression Sleeve)	Brak możliwości połączenia z innymi mankietami	• Mankiety na kończyny górne (RecoveryAir Compression Sleeve) • Kamizelka kompresyjna (RecoveryAir PRO Compression Vest) • Spodnie kompresyjne (RecoveryAir PRO Compression Pants)
180 minut	240 minut	240 minut
Jednostka sterująca (dł.) x (szer.) x (wys.): 21 x 13,7 x 9 cm	Pojedynczy but (dł.) x (szer.) x (wys.): • S – 93,5 x 13,2 x 34,8 cm • M – 110 x 18,8 x 38,6 cm • L – 118,1 x 13,2 x 38,6 cm	Jednostka sterująca (dł.) x (szer.) x (wys.): 23,4 x 14,2 x 15,5 cm
Jednostka sterująca: 1,46 kg	Pojedynczy but • S – 1,87 kg • M – 1,96 kg • L – 2,03 kg	Jednostka sterująca: 2,14 kg
2 lata	2 lata	2 lata