



RecoveryAir PRO

System do masażu limfatycznego



Cena: 5999 pln

Zawiera 2 mankiety RecoveryAir do masażu pneumatycznego na kończyny dolne oraz jednostkę sterującą

Zaawansowana kompresja dostępna dla każdego

Poznaj najbardziej przyjazny i łatwy w konfiguracji medyczny system do regeneracji poprzez przerywaną kompresję pneumatyczną. Skróć czas odpoczynku i odnowy biologicznej, dzięki naszej klinicznie potwierdzonej technologii. Zabieg poprawia krążenie i zmniejsza dolegliwości bólowe. Przejmij kontrolę nad swoją regeneracją – od długości cykli i sesji, po siłę nacisku.

Technologia SMART: to wyróżnia PRO

Bezprzewodowe sterowanie SMART: Połącz smartfon z RecoveryAir przez Bluetooth®. Dzięki RecoveryAir app możesz zdalnie sterować urządzeniem i dostosowywać 5 predefiniowanych programów do swoich potrzeb.

Predefiniowane programy terapii: Dobierz odpowiedni program – wybierz terapię, która obejmuje całe nogi lub skup się na wyizolowanej strefie.

Dostosuj Programy Terapii: Predefiniowane programy możesz dostosować pod względem czasu cyklu, długości sesji, wzorca cyklu (powierzchnia zabiegu) i siły nacisku z dokładnością do 1mmHg.

Zapisz i udostępnij: Dostosuj ustawienia dowolnego programu do swoich potrzeb i zachowaj je na później. Podziel się spersonalizowanymi programami z innymi użytkownikami RecoveryAir app – trenerami, fizjoterapeutami.

CECHY PRODUKTU

Pełna kontrola nad Twoją regeneracją.

Precyzyjna kontrola ucisku
(20-100 mmHg)



15 cykli w 15 minut



4 higieniczne, nachodzące na siebie komory
wewnątrz mankietu



Połączenie Bluetooth® i wyświetlacz LCD



240 minut pracy baterii



5 w pełni konfigurowalnych programów



Weron.pl | Oficjalny polski dystrybutor Therabody.
+48 17 855 46 48, info@veron.pl

StrefaRegeneracji.pl | Oficjalna wypożyczalnia Therabody
+48 606 106 366, info@strefaregeneracji.pl

NASZA TECHNOLOGIA

Wiodąca światowa technologia

Szybsza. Bardziej efektywna. W pełni bezpieczna.

W przypadku przerywanej kompresji pneumatycznej nie wszystkie systemy są sobie równe. Skuteczność naszej technologii jest udowodniona klinicznie, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa i regeneracji najcenniejszego z zasobów – Twojego ciała.

Prawdziwy negatywny gradient nacisku

Mankiety napełniają się powietrzem stopniowo ku górze, uciskając kończynę kolejno od stopy do uda. Największy nacisk wywierany jest na obszar najbardziej oddalony od serca – stopy, a następnie stopniowo się zmniejsza (im wyżej, tym ucisk jest słabszy). Dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu 4 nakładających się na siebie komór cyrkulacja powietrza odbywa się bez zakłóceń. Zapewnia to prawidłowy przepływ krwi i limfy oraz prewencję zastoju.

Zapewnia szybszą regenerację

Wysokowydajny kompresor określa optymalny moment maksymalnego nacisku i rozluźnienia. Cykl odbywa się 2-3 razy szybciej niż w konkurencyjnych modelach (1 cykl trwa około 60 sekund). Dynamiczne uwolnienie nacisku pozwala na szybki powrót natlenowanej krwi i zwiększenie zaopatrzenia tkanek w substancje odżywcze.

Umożliwia precyzyjną kontrolę ucisku

Aparat do drenażu limfatycznego RecoveryAir pozwala na precyzyjną regulację poziomu ciśnienia podczas sesji regeneracyjnej oraz pełną kontrolę nad przebiegiem zabiegu. Dzięki temu bez problemu dopasujesz protokół regeneracyjny do swoich potrzeb.

Mankiety RecoveryAir są dostępne w 3 rozmiarach. Właściwy należy dobrać na podstawie wzrostu.

Gwarantuje efektywną kompresję

RecoveryAir zapewnia kompletny cykl – ucisku i rozluźnienia tkanek w zaledwie 60 sekund. Dzięki temu jeszcze skuteczniej usprawnia krążenie krwi i limfy oraz dostarcza świeżej, natlenionej krwi do kończyn. Jednocześnie odprowadza toksyczne metabolity, nadmiar wody i likwiduje obrzęki.

Łatwe w pielęgnacji i czyszczeniu

RecoveryAir posiada 4 nachodzące na siebie komory kompresyjne, które umieszczone są wewnątrz gładkiego mankieta. Taka konstrukcja zapewnia higienę, zapobiega gromadzeniu się bakterii oraz wilgoci i jest łatwa w czyszczeniu.

Co wchodzi w skład zestawu:

- urządzenie do masażu pneumatycznego RecoveryAir,
- mankiety kompresyjne na nogi RecoveryAir,
- zatzczka,
- zasilacz do prądu stałego,
- instrukcja obsługi.

Materiał:

powłoka z tkaniny klasy medycznej

Aparat do masażu uciskowego:

Specyfikacja: wymiary: 22 cm (dł.) x 17 cm (szer.) x 13 cm (wys.), waga: 1,9 kg

Precyzja: zakres regulacji (20-100 mmHg), możliwość ustawienia co 1 mmHg

Typ gradientu ciśnienia: ujemny

Dekompresja: pełne i szybkie uwolnienie

Pełen cykl: 60 sekund (ucisk i rozluźnienie – 2-3x szybciej niż w konkurencyjnych urządzeniach)

Korzyści:

- poprawia krążenie,
- ogranicza objawy DOMS (zespołu opóźnionego bólu mięśniowego),
- redukuje opuchliznę i sztywność mięśni,
- zmniejsza uczucie zmęczenia nóg.

Tabela rozmiarów:

Rozmiar mankieta	Wzrost	Dł. kończyny dolnej	Maksymalny obwód uda
Małe (S)	152-169cm	70-85cm	70cm
Średnie (M)	170-183cm	80-95cm	80cm
Duże (L)	183-198cm	90-105cm	81cm