

ANALIZA OPARTA NA DANYCH

activforce

CYFROWA PRZEWAGA DLA FIZJOTERAPII

*Udoskonal swoją praktykę dzięki
analizie opartej na danych.*



Po więcej
informacji odwiedź
strefaregeneracji.pl



OCENIAJ

Wykonuj liczne testy siły mięśniowej i zakresu ruchu w dowolnym miejscu za pomocą przenośnego urządzenia.

ANALIZUJ

Generuj dokładne dane w czasie rzeczywistym, wizualizuj raporty i śledź postępy na bazie danych historycznych.

PLANUJ

Opracuj skuteczne, zoptymalizowane plany terapii lub treningu, dopasowane do indywidualnych celów.

DOKŁADNY. WSZECHSTRONNY. PORĘCZNY.

Przenośny dynamometr i inklinometr cyfrowy **ActivForce** wykorzystuje wysokiej jakości precyzyjne czujniki ciśnienia do pomiaru siły. Dane są wizualizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub na intuicyjnym pulpicie w przeglądarce internetowej, który umożliwia natychmiastowe udostępnienie raportu.



Mierz kluczowe parametry dla siły, np. czas do osiągnięcia siły maksymalnej.




Oceń i monitoruj symetrię mięśni oraz zakres ruchu.



Utrzymuj zaangażowanie pacjentów, dzięki raportom z wynikami w czasie rzeczywistym oraz postępami.



Personalizuj trening lub terapię i poprawiaj wyniki.



DOSTOSUJ TESTY. OPTYMALIZUJ REKONWALESCENCJĘ. MAKSYMALIZUJ EFEKTY.

STREFA REGENERACJI S.C.
ul. T. Boya-Zeleńskiego 25
35-105 Rzeszów

NIP: 8133677616
REGON: 180966881
www.strefaregeneracji.pl

 **StrefaRegeneracji^{PL}**